



Deckelsack / Sac avec couvercle / Lid bag

7/20/30/45/60 Liter / litres / litres

Verwendungszweck
Behältereigenschaften

Zur Entsorgung von Feststoffen
Leichte Handhabung durch integrierten Tragegriff, geruchsdicht, auslaufsicher, reissfest, Deckelsack 7 l hat Absorptionsmittel und eine Klebedichtung, Deckelsack 45 l (gelb) ist autoklavierbar (134 °C), geeignet für BSL-3-Laboratorien

Motif de l'utilisation
Caractéristiques du récipient

Pour l'élimination des substances solides
Manipulation facile grâce à la poignée intégrée, antiodeur, antifuite, résistant à la déchirure, le sac avec couvercle 7 l a des absorbants et un joint adhésif, le sac avec couvercle 45 l (jaune) est autoclavable (134 °C), convient pour les laboratoires BSL-3


Purpose of use
Container properties

For the disposal of solid materials
Easy handling thanks to integrated carrying handle, odour-tight, leakproof, tearproof, lid bag 7 l has absorbent and an adhesive seal, lid bag 45 l (yellow) is autoclavable (134 °C), suitable for BSL-3 laboratories

Deckelsack / Sac avec couvercle / Lid bag 7/20/30/45/60 Liter / litres / litres

Aussenmasse / Mesures extérieures / External dimensions:

7 l	276 mm Ø (A)	260 mm (B)
20 l	276 mm Ø (A)	470 mm (B)
30 l	276 mm Ø (A)	655 mm (B)
45 l	400 mm Ø (A)	640 mm (B)
60 l	400 mm Ø (A)	705 mm (B)



Technische Angaben

Material	Polyethylen, der autoklavierbare Deckelsack 45 l gelb besteht aus Polypropylen
Grössen/Volumen	7 l / 20 l / 30 l / 45 l / 60 l
Farben	Weiss, schwarz, gelb

Zubehör

Eimer für 7 l

Caractéristiques techniques

Matériel	Polyéthylène, le sac avec couvercle autoclavable 45 l jaune se compose de polypropylène
Tailles/volumes	7 l / 20 l / 30 l / 45 l / 60 l
Couleurs	Blanc, noir, jaune

Accessoires

Seau pour 7 l

Technical specifications

Material	Polyethylene, the autoclavable lid bag 45 l yellow consists of polypropylene
Sizes/volumes	7 l / 20 l / 30 l / 45 l / 60 l
Colours	White, black, yellow

Accessorie

Bucket for 7 l

Artikelnummer / Numéro d'article / Item number:

7 l 	●	schwarz / noir / black	1801
20 l / 30 l / 45 l / 60 l 	●	20 l weiss / blanc / white	1802
	●	30 l weiss / blanc / white	1803
	●	45 l weiss / blanc / white	1804
	●	60 l weiss / blanc / white	1806
45 l autoklavierbar autoclavable autoclavable 	●	gelb / jaune / yellow	1805

Max. Füllgewicht
 (gemäss Herstellerangabe):
Poids max. de remplissage
 (selon le fabricant):
Max. filling weight
 (according to manufacturer):

7 l	10 kg
20 l	15 kg
30 l	20 kg
45 l	25 kg
60 l	30 kg

Stückzahl pro Karton:
Pièces par carton:
Quantity per carton:

7 l	50
20 l	50
30 l	50
45 l	10
60 l	10

Artikelnummer Eimer für Deckelsack 7 Liter:
Numéro d'article seau pour sac avec couvercle 7 litres:
Item number bucket for lid bag 7 litres:

7 l 	●	grau / gris / grey	1807
---	---	--------------------	------