

Cleanbox, Multibox

deutsch Technische Angaben:

UN-Zulassung
100% Polyäthylen, verbrennt ohne Umweltbelastung
Stapelbar leer und gefüllt, durchstichfest und geruchsdicht
30 l Behälter mit seitlichen Haltegriffen
5 l, 10 l, 14 l, 19 l und 25 l Behälter haben Henkel für den Transport

Deckel:

Multibox mit Dachdeckel und Flachdeckel 5 l
Cleanbox mit Flachdeckel

français Fiche technique:

Homologué UN
100% polyéthylène, pas de pollution ambiante lors de l'incinération
Emboîtable vide ou rempli, parois résistantes aux objets pointus et hermétiques aux odeurs
Récipients à contenance de 30 l avec poignée de chaque côté
Récipients à contenance de 5 l, 10 l, 14 l, 19 l et 25 l avec anses pour le transport

Couvercle:

Multibox avec couvercle pyramide et couvercle plat 5 l
Cleanbox avec couvercle plat

italiano Dati tecnici:


Omologato UN
100% polietilene, brucia senza provocare inquinamento ambientale
Stoccabili, vuoti e pieni, non perforabili, inodori
Contenitori da 30 l con manici laterali
Contenitori da 5 l, 10 l, 14 l, 19 l e 25 l hanno manici per il trasporto

Coperchio

Multibox con coperchio a tettuccio e coperchio piatto 5 l
Cleanbox con coperchio piatto



Cleanbox, Multibox, Artikel, Article, Articolo



	Artikel Article Articolo	A mm	B mm	C mm	Stück pro Palette Pièces par palette Pezzi al bancale
Multibox 5 l Flachdeckel, couvercle plat, coperchio piatto Dachdeckel, couvercle pyramide, coperchio a tettuccio	1308.D 1308.1C 1308.3C	215	185	191	1334 920 2400
Cleanbox 10 l Flachdeckel, couvercle plat, coperchio piatto	1301.P 1301.P1	250	220	265	816 1600
Cleanbox 14 l Flachdeckel, couvercle plat, coperchio piatto	1314 1314.1P	295	265	266	540 1800
Cleanbox 19 l Flachdeckel, couvercle plat, coperchio piatto	1319.P 1319.1P	300	260	340	420 1200
Cleanbox 25 l Flachdeckel weiss, couvercle plat blanc, coperchio piatto bianco Flachdeckel schwarz, couvercle plat noir, coperchio piatto nero	1303 1303.3 1303.2	347	307	350	306 900 900
Cleanbox 30 l schwarz, noir, nero Flachdeckel schwarz, couvercle plat noir, coperchio piatto nero	1601 1601.3	372	332	361	279 720
Cleanbox 30 l weiss, blanc, bianco Flachdeckel weiss, couvercle plat blanc, coperchio piatto bianco	1501 1601.2	372	332	361	279 720