

# Deckelsack/Sac avec couvercle Sacco con coperchio

## **deutsch** Technische Angaben:

100% Polyäthylen, Sack mit Deckel  
Verbrennbar ohne Umweltbelastung  
Geruchsdicht, keimdicht und auslaufsicher  
Reissfester Foliensack mit hermetisch verschliessbarem Deckel und integriertem Tragegriff für den sicheren Transport

### **Autoklavierbarer Deckelsack 45 l**

100% Polypropylen  
Geruchsdicht, auslaufsicher, keimdicht  
Deckelsack kann im verschlossenen Zustand autoklaviert werden  
Ideale Anwendung: Autoklaven bis 134°C, die unter Eigendruck arbeiten



## **français** Fiche technique:

100% polyéthylène, sac avec couvercle  
Pas de pollution ambiante lors de l'incinération  
Hermétiques aux odeurs et aux germes, étanche  
Muni d'un sac indéchirable avec un couvercle à fermeture hermétique et poignée incorporée permettant un transport sûr

### **Sac autoclavable de 45 l**

100% polypropylène  
Hermétiques aux odeurs et aux germes, étanche  
Le couvercle du sac étant fermé, le sac peut être autoclavé facilement  
Utilisation idéale: pour la stérilisation dans un autoclave jusqu'à 134°C fonctionnant sous sa propre pression




## **italiano** Dati tecnici:

100 % Polietilene  
Inceneribile senza provocare inquinamento ambientale  
Inodore, antigermico, non cola  
Sacchi dotati di foglio, resistente agli strappi, con manico da trasporto integrato nel coperchio ermetico

### **Sacco autoclavabile da 45 l**

100 % Polipropilene  
Inodore, antigermico, non cola  
Nello stato chiuso, può essere autoclavato.  
Uso ideale: autoclave a 134°C, opera sotto pressione propria

# Deckelsack, Sac avec couvercle, Sacco con coperchio Artikel, Article, Articolo



Artikel Article Articolo		Art. Nr No. art. No. art	Traglast Support Supporto	A mm	Stück pro Karton Pièces par carton Pezzi al cartone
Deckelsack schwarz für Zytostatika Sac avec couvercle noir pour Zytostatika Sacco con coperchio nero per Citostatica	7 l 7 l 7 l	1801			50
Deckelsack weiss Sac avec couvercle blanc Sacco con coperchio bianco	20 l 20 l 20 l	1802	15 kg	276	50
Deckelsack weiss Sac avec couvercle blanc Sacco con coperchio bianco	30 l 30 l 30 l	1803	20 kg	276	50
Deckelsack weiss Sac avec couvercle blanc Sacco con coperchio bianco	45 l 45 l 45 l	1804	25 kg	400	10
Deckelsack weiss Sac avec couvercle blanc Sacco con coperchio bianco	60 l 60 l 60 l	1806	30 kg	400	10
Deckelsack gelb, Polypropylen autoklavierbar Sac avec couvercle jaune, polypropylène autoclavable Sacco con coperchio giallo, polipropilene autoclavabile	45 l 45 l 45 l	1805	25 kg	400	10