

# Medival Karton, Medival Carton, Medival Cartoni

## **deutsch** Technische Angaben:

Medival Kartons für medizinische Abfälle  
UN-Zulassung  
Wellkarton plastifiziert, mit PP oder PE Sack  
Ideal für das Entsorgen von textilen Abfällen, wie Abdeckungen von OP-Tischen, Tupfern usw., oder von Kanülboxen wie E-SAFE.




## **français** Fiche technique:

Medival Carton pour déchets médicaux  
Homologué UN  
Carton ondulé, plastifié, avec un sac interne en p.p ou en p.e.  
Ideal pour déchets en textile, comme par exemple du matériel des sales opératoires ainsi que des récipients de seringues, comme notre E-Safe.

## **italiano** Dati tecnici:

Medival Cartoni per rifiuti medici  
Omologati UN  
Cartoni ondulati, plastificati, sacco interno in PP oppure in sacco PE  
Ideale per rifiuti tessili ospedalieri, ad esempio tessuti monouso provenienti dalla sala operatoria come lenzuola, tamponi, ecc. oppure per la raccolta di contenitori di Sharps come gli E-SAFE.



Artikel Article Articolo	Volumen Volume Volume	A mm	B mm	C mm	Stück pro Palette Pièces par palette Pezzi al bancale
Medival Karton 1703	25 l	265	380	265	400
Medival Karton 1705	50 l	265	380	265	400
Medival Karton 1705.1	50 l	370	490	270	400
Medival Karton 1706	60 l	260	747	260	460
Medival Karton 1708	80 l	370	550	280	460

# SERVI-MEDICAL